

RēNEW
LIGHT THERAPY

7LS[™]
BEAUTY WELLNESS

PLEASE TAKE A
MOMENT NOW

REGISTER YOUR PRODUCT AT:

www.7LSbeauty.com

YOUR VALUABLE INPUT REGARDING THIS
PRODUCT WILL HELP US CREATE
THE PRODUCTS YOU WILL WANT
IN THE FUTURE.



INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY INFORMATION

1-YEAR LIMITED WARRANTY

FA7-1450J

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

WARNINGS, PRECAUTIONS, CONTRAINDICATIONS:

FOLLOW THE INSTRUCTIONS OUTLINED IN THIS GUIDE CLOSELY TO ENSURE YOUR SAFETY AND FLAWLESS OPERATION:

- This product is only intended for use on the face.
- Discontinue using the product immediately if any abnormal situation, allergic reaction, or discomfort occurs during use.
- If you are under medical treatment, please consult with your doctor before use.
- Keep the device clean after using.
- DO NOT expose to eyes directly.
- Before operation, wear eye protection goggles.
- DO NOT use any detergent or liquid to clean the surface of this product.
- This product has a special lacquer. When cleaning, do not use any corrosive solution which may cause damage to the lacquer.
- Repair, removal, or modification of this product is strictly prohibited. Improper handling may result in short circuits, product damage, or even fire. Maintenance and warranty services will be void if unauthorized changes have been made to the product. Please contact Consumer Relations if the product has a problem.
- Be cautious of any edges, uneven surfaces, metal parts, accessories, or packaging to prevent possible injury or damage. Take note that this product should not be placed in your mouth.
- DO NOT use this product in high temperatures or high humidity levels (e.g., bathrooms). Ideally, the product should be used in a location free of excessive dust and not exposed to direct sunlight.
- DO NOT insert foreign objects or liquids into the product as this could damage the product.
- Refrain from dropping the product or bumping it against other objects. Avoid damage, collision, and excessive pressure by always handling the product with care.
- DO NOT place this product near strong magnetic or electric fields which may cause product failure.
- DO NOT use this product in hazardous locations.
- **CAUTION: The product may explode if disposed in a fire.**
- Due to hygienic reasons, do not share this product with other people.

CHILDREN

Keep out of reach of children. Do not allow children to use or play with product or its accessories. Product and accessories may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT




This symbol indicates that all electrical and electronic equipment included with this product should not be treated as household waste. Instead, it should be left at the appropriate collection point for the recycling of electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you are helping to prevent negative consequences for the environment and human health. To recycle this product, please contact your local city office, environmental protection agency, household waste disposal service or where you purchased the product to learn more about appropriate recycling methods.

BATTERY

For best battery performance, please allow battery to deplete 100% the first 3 uses.

A rechargeable battery can be charged and discharged over 100 times. However, it will eventually wear out. This is not a defect and corresponds to normal everyday use. When the operating or standby time is noticeably shorter, it may be a sign that the battery has reached the end of its life span. Please do not make repairs, modifications, or installations.



UNIQUE FEATURES & SPECIFICATIONS

Breathe new life into your skincare routine with the introduction of light therapy. **RēNEW** boasts a noninvasive LED treatment featuring complexion-clarifying elements to minimize wrinkles, smooth skin tone and texture, and reduce blemishes for in-office-worthy results—with no down time.

INTERCHANGEABLE ATTACHMENTS

For different treatment types

RED LIGHT TREATMENT

Helps activate skin cells by stimulating collagen

BLUE LIGHT TREATMENT

Helps balance oil production and reduce inflammation

TIMED TREATMENT MODES

Provides timed treatment for different skin care needs

RECHARGEABLE

Charging cord

HOW TO USE

PRIOR TO USE

- Make sure the unit is fully charged.
- Make sure the treatment head of choice is attached.

CHARGING

- Connect charging cord to charging port.
- Connect USB to a power supply.

BATTERY INDICATOR


Low battery: Blinking red light on LED indicator ring

During charging: Red light on LED indicator ring

Battery full: No light on LED indicator ring

HOW TO CHANGE THE TREATMENT HEAD

- Hold the unit handle in one hand while pinching the top of the connected treatment attachment in the other. Slide the attachment away from the unit (you will feel a slight magnetic resistance).
- Continue holding the unit handle in one hand and slide the newly chosen treatment attachment onto the top of the unit.



HOW TO USE

RēNEW RED LIGHT TREATMENT


- Thoroughly wash and dry face.
- Make sure the red photon light is attached.
- Put on the eye protection. **CAUTION: Do not use device without wearing eye protection goggles. Damage to your eyes may occur.**
- Press **⏻** (blue LED is always on) to start. A beep will sound. Lights default to the last selected working mode.
- Hold the lights approximately 2 inches from the face and move slowly from chin to forehead.
- For best results, use this treatment for 3 minutes per treatment area, 2 times per week for 6 weeks.

RēNEW BLUE LIGHT TREATMENT

- Thoroughly wash and dry face.
- Make sure the blue photon light is attached.
- Put on the eye protection. **CAUTION: Do not use device without wearing eye protection goggles. Damage to your eyes may occur.**
- Press **⏻** (blue LED is always on) to start. A beep will sound. Lights default to the last selected working mode.
- Hold the lights approximately 2 inches from the face and move slowly from chin to forehead.
- For best results, use this treatment for 3 minutes per treatment area, 2 times per week for 6 weeks.

TREATMENT TIME SETTINGS

- In treatment mode, press ⌚, the first level blue LED will turn on. After 1 minute, the device will beep 3 times consecutively and turn off.
- In the first level position, press ⌚, the second level blue LED will turn on. After 3 minutes, the device will beep 3 times consecutively and turn off.
- In the second level position, press ⌚, the third level blue LED will turn on. After 5 minutes, the device will beep 3 times consecutively and turn off.
- In the third level position, press ⌚, the fourth level blue LED will turn on. After 12 minutes, the device will beep 3 times consecutively and turn off.
- In the fourth position, press ⌚, the L level blue LED will turn on. After 120 minutes, the device will beep for 3 times consecutively and turn off.
- In the L position, press ⌚ to enter standby mode. After 1 minute, the device will beep 3 times consecutively and turn off.



RENEW PULSE LIGHT MODE

- In any operating mode, press  once (blue LED is on) to enter pulsed mode. Lights will blink.
- Press  (blue LED goes off) again for a beep sound, return to the working mode, light is on.

POWERING OFF

- In any operating mode, press , it will beep 3 times consecutively and then turn off.
- In any operating mode, after setting the timing, the device will beep 3 times consecutively after set time has elapsed.

CLEANING AND CARE

CAUTION: Before cleaning the unit, turn power off.

CAUTION: Use of detergents, liquids, or other cleaning products other than a soft, dry cloth may cause damage to the product.

Clean the LED surface with a dry cloth after use.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit will not operate	• Unit is not charged • Power button not pressed • No power at outlet	• Charge the unit • Press and hold the power  button for 1 second to turn the power on • Check circuits, fuses. Try a different outlet

FAQ

WILL IT HURT?

Treatment should not be painful. Depending on the sensitivity of your skin, you may feel slight discomfort from the warmth of the LEDs. There could be some short-term redness or sensitivity after treatment. If treatment is uncomfortable, you may need to use a lower treatment setting.

CAN I USE THE PRODUCT IN COMBINATION WITH ANTIAGING CREAMS/SERUMS?

If your antiaging cream or serum contains AHA (or acid), then it should not be used on the same day as the treatment, but can be used on nontreatment days. Non-AHA (acid free) antiaging products can be used well before treatment, to allow absorption.



1-YEAR LIMITED WARRANTY

FKA Brands sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 1 year from the date of original purchase, except as noted below. FKA Brands warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your FKA Brands product, contact a Consumer Relations representative for assistance. Please make sure to have the model number of the product available.

FKA Brands does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate FKA Brands in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of FKA Brands.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. FKA BRANDS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, FKA BRANDS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of FKA Brands.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from country to country. Because of individual country regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you. For more information regarding our product line in the USA, please visit: www.fkabrand.com. For Canada, please visit: www.fkabrand.ca.

FOR SERVICE IN THE USA

CSERVICE@7LSBEAUTY.COM

8:30AM-7:00PM EST MONDAY-FRIDAY

1-248-863-3176

RēNEW
LUMINOTHÉRAPIE

7LS
BEAUTY WELLNESS

**NOUS VOUS
REMERCIONS DE
PRENDRE LE TEMPS**

D'ENREGISTRER VOTRE PRODUIT À L'ADRESSE :

www.7LSbeauty.com

VOTRE CONTRIBUTION PRÉCIEUSE
CONCERNANT CE PRODUIT NOUS
AIDERA À CRÉER LES PRODUITS
QUE VOUS DÉSIREZ.



MANUEL D'UTILISATION ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

FA7-1450J

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

AVERTISSEMENTS, PRÉCAUTIONS ET CONTREINDICATIONS :

SUIVRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS DÉCRITES DANS CE GUIDE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET UN FONCTIONNEMENT SANS FAILLÉ :

- Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé sur le visage.
- Cesser immédiatement d'utiliser l'appareil en cas de réaction anormale, de réaction allergique ou d'inconfort durant l'utilisation.
- Si un traitement médical est administré, consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- S'assurer que l'appareil est propre après l'avoir utilisé.
- NE PAS exposer directement sur les yeux.
- Avant d'utiliser l'appareil, porter des lunettes de protection des yeux.
- NE JAMAIS utiliser de détergent ou de liquide quel qu'il soit pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Cet appareil est recouvert d'une laque spéciale. Lors du nettoyage, ne pas utiliser de produit corrosif qui pourrait l'endommager.
- Les réparations, modifications ou retrait de composants de cet appareil sont strictement interdits. Une mauvaise manipulation peut causer des courts-circuits et endommager l'appareil, voire provoquer un incendie. Les services de maintenance et de garantie seront annulés si des modifications non autorisées ont été apportées à l'appareil. Contacter le Service à la clientèle en cas de dysfonctionnement de l'appareil.
- Faire attention aux bords, aux surfaces irrégulières, aux pièces métalliques, aux accessoires et à l'emballage afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage. Noter que cet appareil ne doit pas être placé dans la bouche.
- NE PAS utiliser cet appareil en présence de températures ou de niveaux d'humidité élevés (par exemple dans les salles de bain). Idéalement, l'appareil doit être utilisé dans une zone exempte de poussière excessive et ne doit pas être exposé aux rayons solaires.
- NE PAS insérer de corps étrangers ou de liquides dans l'appareil, au risque de l'endommager.
- Éviter de faire chuter l'appareil ou de le cogner contre d'autres objets. Éviter les dommages, les collisions et toute pression excessive, et toujours manipuler l'appareil avec précaution.
- NE PAS placer l'appareil près de champs magnétiques ou électriques puissants, car cela pourrait causer sa défaillance.

- NE PAS utiliser cet appareil dans des zones dangereuses.
- **MISE EN GARDE : Cet appareil peut exploser s'il est jeté dans un feu.**
- Pour des raisons d'hygiène, ne pas laisser une autre personne utiliser cet appareil.

ENFANTS

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser ou jouer avec cet appareil et ses accessoires. L'appareil et les accessoires contiennent des pièces de petite taille qui pourraient se détacher et créer un risque de suffocation.


MISE AU REBUT DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

 Ce symbole indique que tout l'équipement électrique et électronique inclus avec cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être déposé au point de collecte approprié pour être recyclé. Une mise au rebut adéquate de cet appareil contribue à réduire les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine. Pour recycler ce produit, prière de contacter la mairie, l'agence de protection de l'environnement, le service de traitement des déchets ménagers locaux ou le lieu d'achat de l'appareil pour en savoir plus sur les méthodes de recyclage appropriées.

BATTERIE

Pour une performance optimale de la batterie, laisser la batterie se décharger complètement les trois premières fois.

Une batterie rechargeable peut être chargée et déchargée plus de 100 fois. Cependant, elle finira par s'user. Cela n'est pas une défaillance et est la conséquence d'une utilisation régulière normale. Lorsque la durée de fonctionnement ou de veille est sensiblement réduite, cela peut signifier que la batterie a atteint la fin de sa durée de vie utile. Prière de ne pas réparer, modifier ou altérer l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS UNIQUES

Insufflez un nouvel élan à vos soins du visage grâce à la lumineothérapie. **RêNEW** propose un traitement à DEL non invasif comprenant des éléments clarifiant le teint afin de minimiser les rides, de lisser le teint et la texture de la peau, et de réduire les imperfections pour des résultats dignes d'un traitement professionnel, sans temps de récupération.

ACCESSOIRES INTERCHANGEABLES

Pour différents types de traitement

LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE

Active les cellules de la peau en stimulant le collagène

LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE BLEUE

Équilibre la production de sébum et réduit l'inflammation

MODES DE TRAITEMENT MINUTÉS

Pour un traitement minuté en fonction des différents besoins de la peau

RECHARGEABLE

Cordon de charge

UTILISATION

AVANT L'UTILISATION

- S'assurer que l'appareil est complètement chargé.
- S'assurer que l'accessoire de traitement souhaité est attaché.

CHARGE

- Brancher le cordon de charge au port de charge.
- Brancher l'USB à une source d'alimentation électrique.

TÉMOIN DE LA BATTERIE


Batterie faible : L'anneau indicateur à DEL clignote

En cours de charge : L'anneau indicateur à DEL s'allume en rouge

Batterie chargée : L'anneau indicateur à DEL n'est pas allumé

REMPACEMENT DE L'ACCESSOIRE

- Tenir l'appareil d'une main tout en pinçant le haut de l'accessoire attaché de l'autre main. Faire glisser l'accessoire pour le détacher (une légère résistance magnétique se fait sentir).
- Continuer à tenir la poignée de l'appareil d'une main et faire glisser l'accessoire de traitement souhaité sur le haut de l'appareil.



UTILISATION

LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE ROUGE RēNEW


- Bien nettoyer et sécher le visage.
- S'assurer que la lumière à photon rouge est attachée.
- Mettre les lunettes de protection des yeux. **MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil sans porter les lunettes de protection des yeux. Cela pourrait endommager les yeux.**
- Appuyer sur  (le voyant bleu est toujours allumé) pour commencer. Un bip retentit. Les lumières sont réglées sur le mode précédemment sélectionné.
- Tenir les lumières à environ 5 cm du visage et les déplacer lentement du menton au front.
- Pour des résultats optimaux, utiliser pendant 3 minutes sur chaque zone à traiter, 2 fois par semaine pendant 6 semaines.

LUMINOTHÉRAPIE À LUMIÈRE BLEUE RēNEW

- Bien nettoyer et sécher le visage.
- S'assurer que la lumière à photon bleu est attachée.
- Mettre les lunettes de protection des yeux. **MISE EN GARDE : Ne pas utiliser l'appareil sans porter les lunettes de protection des yeux. Cela pourrait endommager les yeux.**
- Appuyer sur  (le voyant bleu est toujours allumé) pour commencer. Un bip retentit. Les lumières sont réglées sur le mode précédemment sélectionné.
- Tenir les lumières à environ 5 cm du visage et les déplacer lentement du menton au front.
- Pour des résultats optimaux, utiliser pendant 3 minutes sur chaque zone à traiter, 2 fois par semaine pendant 6 semaines.

RÉGLAGE DES DURÉES DE TRAITEMENT

- En mode de traitement, appuyer sur ☹, le voyant bleu de premier niveau s'allume. Après 1 minute, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.
- En position de premier niveau, appuyer sur ☹, le voyant bleu de deuxième niveau s'allume. Après 3 minutes, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.
- En position de deuxième niveau, appuyer sur ☹, le voyant bleu de troisième niveau s'allume. Après 5 minutes, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.
- En position de troisième niveau, appuyer sur ☹, le voyant bleu de quatrième niveau s'allume. Après 12 minutes, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.
- En position de quatrième niveau, appuyer sur ☹, le voyant bleu de niveau L s'allume. Après 120 minutes, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.
- En position L, appuyer sur ☹ pour passer au mode de veille. Après 1 minute, l'appareil émet 3 bips et s'éteint.



MODE DE LUMIÈRE PULSÉE RēNEW

- Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyer une fois sur  (le voyant bleu est allumé) pour passer au mode pulsé. Les lumières clignotent.
- Appuyer une fois de plus sur  (le voyant bleu s'éteint) pour revenir au mode précédent, un bip retentit et la lumière est allumée.

EXTINCTION DE L'APPAREIL

- Dans n'importe quel mode de fonctionnement, appuyer une fois sur , 3 bips retentissent et l'appareil s'éteint.
- Dans n'importe quel mode de fonctionnement, après avoir réglé la minuterie, l'appareil émet 3 bips une fois que le délai est écoulé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

MISE EN GARDE : Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

MISE EN GARDE : L'utilisation de détergents, de liquides ou d'autres produits de nettoyage autres qu'un chiffon doux et sec peut endommager l'appareil.

Nettoyer la surface du voyant avec un chiffon sec après l'utilisation.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas	• L'appareil n'est pas chargé • Le bouton d'alimentation n'a pas été pressé • Pas de courant au niveau de la prise	• Charger l'appareil • Appuyer pendant 1 seconde sur le bouton d'alimentation  pour mettre l'appareil en marche • Contrôler les circuits et les fusibles. Essayer une prise différente

QUESTIONS FRÉQUENTES

LE TRAITEMENT EST-IL DOULOUREUX ?

Non, le traitement ne doit pas être douloureux. En fonction de la sensibilité de la peau, un léger inconfort causé par la chaleur émise par les lumières peut être ressenti. Il est possible de noter une certaine rougeur ou une sensibilité de courte durée après le traitement. Si le traitement n'est pas confortable, utiliser une intensité plus faible.

L'APPAREIL PEUT-IL ÊTRE UTILISÉ AVEC DES CRÈMES ET DES SÉRUMS ANTI-ÂGE ?

Si la crème ou le sérum anti-âge contient des AHA (ou des acides), ne pas l'utiliser le jour du traitement. La crème ou le sérum peuvent être utilisés les autres jours. Les produits anti-âge sans AHA (sans acides) peuvent être utilisés avant le traitement pour faciliter l'absorption.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

FKA Brands vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale, sauf comme indiqué ci-dessous. FKA Brands garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur le produit FKA Brands, appeler un représentant du service à la clientèle pour obtenir de l'aide. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

FKA Brands n'autorise personne, y compris notamment les détaillants, les acheteurs/consommateurs subséquents du produit auprès d'un détaillant, ni les acheteurs à distance, à contraindre FKA Brands de quelque façon que ce soit autrement que conformément aux dispositions des présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, un accident, l'utilisation d'un accessoire non autorisé quelconque, une modification du produit, une installation incorrecte, des réparations ou des modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'électricité et de l'alimentation électrique, une perte de puissance, une chute du produit, le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce dû au non-respect des consignes d'entretien du fabricant, les dommages se produisant durant le transport, le vol, la négligence, le vandalisme, les conditions environnementales, la perte de l'usage au cours de la période durant laquelle le produit est dans un établissement de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation, ni toute autre condition hors du contrôle de FKA Brands.

Cette garantie n'est valide que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit qui exige des modifications ou des adaptations pour lui permettre de fonctionner dans tout pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications, ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LES PRÉSENTES CONSTITUE LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. FKA BRANDS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE REQUERRA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE DÉFECTUEUSE DANS LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI DES PIÈCES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX, FKA BRANDS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LIEU DE LE RÉPARER OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou réemballés, y compris notamment à la vente de ces produits sur les sites Web de ventes aux enchères et/ou par l'intermédiaire de revendeurs de produits en gros ou excédentaires. Toute garantie concernant tout produit ou toute partie de produit réparé(e), remplacé(e), altéré(e) ou modifié(e) sans le consentement écrit préalable exprès de FKA BRANDS doit immédiatement cesser et prendre fin.

Cette garantie confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient d'un pays à l'autre peuvent s'appliquer. En raison de la réglementation de chaque pays, certaines limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Pour plus d'informations concernant notre gamme de produits aux États-Unis, prière de visiter www.fkabrand.com. Pour le Canada, prière de visiter www.fkabrand.com.

COORDONNÉES DU SERVICE APRÈS-VENTE AUX ÉTATS UNIS

CSERVICE@7LSBEAUTY.COM

8 H 30 À 19 H (HEURE NORMALE DE L'EST) DU
LUNDI AU VENDREDI

1-248-863-3176

RēNEW
FOTOTERAPIA

7LS[™]
BEAUTY WELLNESS



POR FAVOR, TÓMESE
UN MOMENTO AHORA

REGISTRE SU PRODUCTO EN:

www.7LSbeauty.com

SU VALIOSA OPINIÓN CON RESPECTO
A ESTE PRODUCTO NOS AYUDARÁ A
CREAR LOS PRODUCTOS QUE USTED
QUERRÁ EN EL FUTURO.

MANUAL DE INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

FA7-1450J

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA FUTURA.

ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES:

SIGA AL PIE DE LA LETRA LAS INSTRUCCIONES DESCRITAS EN ESTA GUÍA PARA SU SEGURIDAD Y PARA UNA OPERACIÓN SIN PROBLEMAS:

- Este producto está diseñado sólo para su uso en el rostro.
- Deje de utilizar el producto inmediatamente si se produce alguna situación anormal, reacción alérgica o incomodidad durante su uso.
- Si está bajo tratamiento médico, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- Limpie el dispositivo después de utilizarlo.
- NO exponga sus ojos directamente a la luz del dispositivo.
- Antes de utilizarlo, utilice gafas protectoras.
- NO utilice ningún detergente o líquido de limpieza sobre la superficie de este producto.
- Este producto tiene una laca especial. Al limpiarlo, no utilice soluciones corrosivas que puedan causar daño a la laca.
- Está estrictamente prohibido reparar, desarmar o modificar este producto. El manejo inapropiado del producto puede ocasionar cortos circuitos, daño al producto e incluso incendios. Los servicios de mantenimiento y de la garantía quedarán anulados si se realizan cambios no autorizados al producto. Póngase en contacto con Servicio al cliente en caso de que el producto presente algún problema.
- Tenga cuidado con cualquier borde, superficie dispareja, partes metálicas, accesorios o material de empaque para prevenir posibles lesiones o daño. Recuerde que no debe colocar este producto en su boca.
- NO utilice este producto a altas temperaturas o en lugares con mucha humedad (p. ej., baños). Idealmente, el producto debe utilizarse en un lugar sin polvo en exceso y no exponerse a la luz solar directa.
- NO inserte objetos extraños o líquidos al producto, pues esto podría dañarlo.
- Evite dejar caer el producto o golpearlo contra otros objetos. Maneje el producto siempre con cuidado para evitar daños, colisiones y presión excesiva.
- NO coloque este producto cerca de campos magnéticos o eléctricos fuertes que pudieran ocasionar fallas en el producto.
- NO use este producto en lugares peligrosos.
- **PRECAUCIÓN: El producto podría explotar si lo desecha arrojándolo al fuego.**
- Por razones de higiene, no comparta este producto con otras personas.

NIÑOS

Manténgalo fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen o jueguen con el producto o sus accesorios. El producto y los accesorios podrían contener partes pequeñas que podrían desprenderse y poner en peligro de asfixia al niño.


DESECHO DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

 Este símbolo indica que todo equipo eléctrico y electrónico incluido con este producto no deberá tratarse como desechos del hogar. En su lugar, deberá dejarse en un punto de recolección apropiado para el reciclaje de equipo electrónico. Al asegurarse de que este equipo sea desechado correctamente, usted está ayudando a prevenir consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para reciclar este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, la agencia de protección ambiental, el servicio de eliminación de residuos domésticos o el sitio donde compró el producto para saber más sobre los métodos de reciclaje apropiados.

BATERÍA

Para un mejor desempeño, permita que la batería se agote 100 % en los primeros 3 usos.

Una batería recargable se puede cargar y descargar más de 100 veces. Sin embargo, tarde o temprano se gastará. Este no es un defecto y corresponde al uso cotidiano normal. Si observa que la operación o el tiempo de espera es notablemente más corto, puede ser una señal de que la batería está terminando su período de vida útil. No realice reparaciones, modificaciones ni instalaciones.



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

Dale nueva vida a tu rutina de cuidado de la piel introduciendo la fototerapia. **RēNEW** aporta un tratamiento LED no invasivo con elementos que aclaran el rostro para minimizar arrugas, suavizar el tono y la textura de la piel y reducir las manchas, obteniendo resultados profesionales, sin necesidad de esperar citas.

ADITAMENTOS INTERCAMBIABLES

Para diferentes tipos de tratamiento

TRATAMIENTO DE LUZ ROJA

Ayuda a activar las células de la piel al estimular el colágeno

TRATAMIENTO DE LUZ AZUL

Ayuda a balancear la producción de aceite y reducir la inflamación

MODOS DE TRATAMIENTO TEMPORIZADO

Proporciona tratamiento temporizado para las diversas necesidades del cuidado de la piel

RECARGABLE

Cable de cargador

CÓMO UTILIZARLO

ANTES DE UTILIZARLO

- Asegúrese de que la unidad está completamente cargada.
- Asegúrese de que esté colocado el cabezal del tratamiento de su elección.

CARGADO

- Conecte el cable de carga al puerto de carga.
- Conecte el USB a una fuente de energía.

INDICADOR DE LA BATERÍA


Batería baja: La luz en el anillo indicador LED parpadea

Durante la carga: La luz roja en el anillo indicador LED está encendida

Batería llena: Sin luz en el anillo indicador LED

CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL DE TRATAMIENTO

- Sostenga el mango de la unidad con una mano mientras con la otra mano pellizca la parte superior del aditamento de tratamiento que lleva colocado. Deslice el aditamento para retirarlo de la unidad (sentirá una ligera resistencia magnética).
- Siga sosteniendo el mango de la unidad con una mano y deslice el nuevo aditamento de tratamiento elegido sobre la parte superior de la unidad.



CÓMO UTILIZARLO

TRATAMIENTO CON LUZ ROJA RēNEW


- Limpie y seque bien su rostro.
- Asegúrese de que la luz fotónica roja esté colocada.
- Colóquese la protección para los ojos. **PRECAUCIÓN: No utilice el dispositivo sin colocarse gafas de protección. Podría dañarse los ojos.**
- Presione  (el LED azul siempre está encendido) para iniciar. Escuchará un bip. Las luces quedarán en el último modo de trabajo seleccionado.
- Sostenga las luces aproximadamente a 5 centímetros (2 pulgadas) del rostro y mueva lentamente desde la barbilla hacia la frente.
- Para obtener mejores resultados, use este tratamiento durante 3 minutos por cada área de tratamiento, 2 veces por semana, por 6 semanas.

TRATAMIENTO CON LUZ AZUL RēNEW

- Limpie y seque bien su rostro.
- Asegúrese de que la luz fotónica azul esté colocada.
- Colóquese la protección para los ojos. **PRECAUCIÓN: No utilice el dispositivo sin colocarse gafas de protección. Podría dañarse los ojos.**
- Presione  (el LED azul siempre está encendido) para iniciar. Escuchará un bip. Las luces quedarán en el último modo de trabajo seleccionado.
- Sostenga las luces aproximadamente a 5 centímetros (2 pulgadas) del rostro y mueva lentamente desde la barbilla hacia la frente.
- Para obtener mejores resultados, use este tratamiento durante 3 minutos por cada área de tratamiento, 2 veces por semana, por 6 semanas.

AJUSTE DEL TIEMPO DE TRATAMIENTO

- En el modo de tratamiento, presione ⌚, se encenderá el LED azul del primer nivel. Después de un minuto, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.
- En la posición de primer nivel, presione ⌚, se encenderá el LED azul del segundo nivel. Después de 3 minutos, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.
- En la posición de segundo nivel, presione ⌚, se encenderá el LED azul del tercer nivel. Después de 5 minutos, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.
- En la posición de tercer nivel, presione ⌚, se encenderá el LED azul del cuarto nivel. Después de 12 minutos, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.
- En la cuarta posición, presione ⌚, se encenderá el LED azul del nivel L. Después de 120 minutos, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.
- En la posición L, presione ⌚ para entrar en modo de espera. Después de un minuto, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos y se apagará.



MODO DE LUZ DE PULSO RēNEW

- En cualquier modo de operación, presione **↵** una vez (LED azul encendido) para entrar al modo pulsado. Las luces parpadearán.
- Presione **↵** (LED azul se apaga) de nuevo para escuchar un bip y regrese al modo de trabajo, la luz encendida.

APAGADO

- En cualquier modo de operación, presione **⏻**, escuchará 3 bips consecutivos y después se apagará.
- En cualquier modo de operación, después de establecer el tiempo, el dispositivo emitirá 3 bips consecutivos después de que haya pasado el tiempo establecido.

LIMPIEZA Y CUIDADO

PRECAUCIÓN: Antes de limpiar la unidad, apáguela.

PRECAUCIÓN: Utilizar detergentes, líquidos y otros productos de limpieza podría dañar el producto; solo utilice un paño suave y seco.

Limpie la superficie LED con un paño seco después de utilizarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona	• La unidad no está cargada • Botón de encendido no presionado • No hay energía en el tomacorriente	• Cargue la unidad • Presione y sostenga el botón de inicio  por 1 segundo para encender el dispositivo • Verifique los circuitos y fusibles. Pruebe con otro tomacorriente

PREGUNTAS FRECUENTES

¿DUELE?

El tratamiento no debería ser doloroso. Dependiendo de la sensibilidad de su piel, puede sentir una ligera incomodidad debido al calor de los LED. Puede haber un enrojecimiento o sensibilidad de corta duración después del tratamiento. Si el tratamiento le es incómodo, tal vez necesite reducir el ajuste de intensidad del tratamiento.

¿PUEDO UTILIZAR EL PRODUCTO EN COMBINACIÓN CON CREMAS/SUEROS ANTIENTVEJECIMIENTO?

Si su crema o suero antienvjecimiento contiene alfa hidroxiácidos (AHA o ácido), no debería utilizarla el mismo día del tratamiento, pero puede utilizarla en los días en que no se aplica el tratamiento. Se pueden utilizar productos antienvjecimiento sin AHA (sin ácido) antes del tratamiento para permitir la absorción.



GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

FKA Brands vende sus productos con la intención de que estén libres de defectos de fabricación y mano de obra por un período de 1 año a partir de la fecha de compra original, con excepción de lo que se indica a continuación. FKA Brands garantiza que sus productos estarán libres de defectos en materiales y mano de obra bajo uso normal y servicio normales. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener el servicio de garantía en su producto FKA Brands, comuníquese con un representante de Relaciones con el cliente para obtener ayuda. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

FKA Brands no autoriza a nadie, incluyendo, entre otros, a minoristas, el consumidor comprador posterior del producto de una minorista o los compradores remotos, a obligar a FKA Brands en cualquier forma más allá de los términos aquí establecidos. Esta garantía no cubre los daños causados por mal uso o abuso; accidente; conexión de accesorios no autorizados; alteración del producto; instalación incorrecta; reparaciones o modificaciones no autorizadas; uso inapropiado de energía eléctrica/fuente de alimentación; pérdida de alimentación eléctrica; caída del producto; funcionamiento incorrecto o daño de una parte operativa por no proporcionar el mantenimiento recomendado por el fabricante; daño al transportarlo; robo; negligencia; vandalismo; o condiciones ambientales; pérdida del uso durante el período en que el producto se encuentre en una instalación de reparación o en espera de partes o de reparación; o cualquier otra condición ajena al control de FKA Brands.

Esta garantía sólo es efectiva si el producto se adquiere y se opera en el país en el que ha sido adquirido. Un producto que requiera modificaciones o adaptaciones para que funcione en cualquier otro país que no sea el país para el cual fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no está cubierto por esta garantía.

LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ LA GARANTÍA ÚNICA Y EXCLUSIVA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE IDONEIDAD O CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. FKA BRANDS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, SECUNDARIOS O ESPECIALES. EN NINGÚN CASO ESTA GARANTÍA PRECISA MÁS DE LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PARTE O PARTES QUE SE DETERMINE QUE TIENEN ALGÚN DEFECTO EN EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA. NO SE OTORGARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE RECAMBIO DISPONIBLES PARA MATERIALES DEFECTUOSOS, FKA BRANDS SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUBSTITUCIONES DE PRODUCTOS EN LUGAR DE REPARACIÓN O REEMPLAZO.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, reempacados y/o revendidos, incluyendo pero no limitados a la venta de dichos productos en sitios de subastas en Internet y/o ventas de dichos productos por revendedores de excedentes o a granel. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente en cuanto a los productos o partes de los mismos que sean reparados, reemplazados, alterados o modificados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de FKA Brands.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted puede gozar de derechos adicionales, los cuales pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de cada país, algunas de las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted. Para obtener más información sobre nuestra línea de productos en EUA, visite www.fkabrand.com. Para Canadá, por favor visite: www.fkabrand.ca.

PARA SERVICIO EN EUA

CSERVICE@7LSBEAUTY.COM

8:30AM-7:00PM, HORA DEL ESTE, DE LUNES
A VIERNES

1-248-863-3176